

DefiSign Kiss of Life

Beatmungsfolie im Schlüsselanhänger

Artikelnummer DS-kissoflife | Stand: 18.10.2026

Auf einen Blick

Kompakte Beatmungsfolie mit Einrichtungsventil und elastischen Ohrschlaufen im grünen Täschchen mit Schlüsselring. Die Beatmungsfolie ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.



Preis und Bestellmenge

Mindestbestellmenge: 5 Stück. Der angegebene Preis gilt pro Stück.

Technische Merkmale

Marke	DefiSign
Ventil	Einrichtungsventil
Fixierung	Elastische Ohrschlaufen
Grundfläche Täschchen	5 x 5 cm (Herstellerangabe)

Lieferumfang pro Stück

- 1 Beatmungsfolie mit Einrichtungsventil und elastischen Ohrschlaufen
- 1 grünes Täschchen mit Schlüsselring

Einordnung dieser Produktinformation

Von Rennecke-Medic erstellte Produktübersicht. Keine Hersteller-Gebrauchsanweisung und kein Konformitätsnachweis. Für Anwendung und Hygiene sind die produktspezifischen Herstellerangaben maßgeblich.

Quellen und Prüfstand

Öffentliche DefiSign-Produktseite, geprüft am 18.10.2026:
<https://www.defisign.com/defisign-kiss-of-life/>

Ergänzend: Produktkennzeichnung auf der Beatmungsfolie
„FOR SINGLE USE ONLY“ (geprüfte Produktabbildung).