

Philips HeartStart FRx Trainings-Pads II

Artikelnummer: 989803139271

Wiederverwendbare Trainingselektroden zum Üben der Elektrodenplatzierung und des AED-Ablaufs. Das Kit enthält die Trainingskassette und eine Platzierungsmatte für Erwachsene.

Ausschließlich für Trainingszwecke.

Nicht zur Patientenbehandlung oder klinischen Defibrillation verwenden.

Produktmerkmale

Artikeltyp	Trainings-Pads-II-Kit
Kompatible Geräte	Philips HeartStart FRx Trainer; HeartStart FRx ausschließlich im Schulungsbetrieb
Ausführung	Ein Paar selbsthaftende, wiederverwendbare Pads mit integriertem Kabel und Stecker
Trainingsumgebung	Platzierungsmatte oder geeignete Trainingspuppe mit passendem Adapter

Lieferumfang

- 1 Paar Trainings-Pads II mit Kabel und Stecker in Elektrodenkassette
- 1 Platzierungsmatte für Erwachsene

Hinweise zur Verwendung

Vor der Verwendung die Anleitungen des Geräts und der Trainingselektroden beachten. Bei Schulungen mit einem einsatzfähigen FRx die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach Herstelleranleitung sicherstellen.

Dokumentart: Redaktionelle Produktinformation von Rennecke-Medic. Kein Herstellerdatenblatt, keine Konformitätserklärung und keine Gebrauchsanweisung. Erforderliche Herstellerunterlagen werden durch dieses Dokument nicht ersetzt.

Quellen und Dokumentstand: 18.10.2026

<https://aedshop.philips.com/uk/989803139271-heartstart-frx-smart-training-pads-ii.html>

<https://www.aedverkauf.de/philips-heartstart-frx-trainings-pads-ii-1-paar.html>

<https://www.documents.philips.com/assets/20170523/d65476a725324abb950ea77c0164f100.pdf>