

SKU: 1-59893
EAN: 4260301059893

myPAD Ersatzbatterie NRL03C für HeartSave Defibrillatoren

Langlebig und zuverlässig – bis zu 5 Jahre Haltbarkeit

Die myPAD Ersatzbatterie NRL03C ist genau das Richtige für Deinen HeartSave myPAD Defibrillator. Diese nicht wiederaufladbare Lithium-Mangandioxid-Batterie (LiMnO₂) bietet Dir eine zuverlässige Energiequelle, damit Du im Notfall bestens vorbereitet bist.

Wesentliche Produktmerkmale

- **Technologie:** Lithium-Mangandioxid (LiMnO₂)
- **Spannung und Kapazität:** 12 V, 2,8 Ah
- **Gewicht:** 200 g
- **Leistung:** Mindestens 60 Schocks mit bis zu 200 Joule

Haltbarkeit und Lebensdauer

- Im **Standby-Betrieb** hält die Batterie bis zu **5 Jahre**, wenn Du wöchentliche Selbsttests durchführst und die Lagertemperatur bei **20 °C ± 5 °C** liegt.
- Auch bei täglichen Selbsttests oder abweichenden Temperaturen garantiert die Batterie eine Haltbarkeit von **mindestens 4 Jahren**.
- Hinweis: Die tatsächliche Lebensdauer kann variieren. **Metrax übernimmt keine Haftung** für Abweichungen.

Sicherheitshinweise

- **Nicht wiederaufladbar!** Versuche niemals, die Batterie aufzuladen.
- Verwende nur **unbeschädigte Batterien**.
- Die Batterie bleibt selbst bei Umgebungstemperaturen von bis zu **-20 °C** für mindestens 20 Minuten einsatzbereit.

Entsorgungshinweis

Bitte entsorge die Batterie **nicht im Hausmüll!** Halte Dich an die landesspezifischen Vorschriften oder gib die Batterie bei Deinem Fachhändler ab.

Gefahrgutklassifizierung

- **UN 3090**